

PiC RinoShower

Orrmosó készülék

CE0470

Használati útmutató

**A használati útmutató fontos információkat tartalmaz.
Őrizze meg további felhasználás céljából.**

Bevezetés

A PiC RinoShower egy aeroszolos orrmosó készülék, mely tökéletes az orrüregék és az orrgarat tisztítására.

A készülék úgy lett kialakítva, hogy használata praktikus és hatékony legyen minimális felhasznált oldat veszteség mellett. Továbbá a praktikus kettős felhasználású (2-az 1-ben) orrmosó fejnek köszönhetően, gyermekek és felnőttek egyaránt használhatják. Elég egy egyszerű kattintás és 2 különböző méretű fejet használhat. Egy egyszerű eszköz az egész család számára.

Tartozékok

a – 2 az 1-ben kúp alakú orrmosó fej (felnőtt / gyermek)

b – ergonomikus orrmosó test

c – visszafolyó orrmosó folyadékgyűjtő tartály

d – bekapcsoló gomb

E – sóoldat tartály (20 ml)

f - csatlakozó

Figyelmeztetések

A termék csak a következő PiC kompresszoros inhalátor készülékekkel együtt használható:

- PiC AirSpinny
- PiC MrHippo
- PiC MrPingui

Kérjük, olvassa el a használati utasítást a készülék megfelelő használatának érdekében.

- Ha a készüléket gyermekeknek vagy fizikai, illetve mentális fogyatékosággal élő személyeknek kell használniuk, megfelelő felügyeletet kell biztosítani.
- Ne használja a készüléket, ha annak leejtése után sérülésre utaló jeleket lát rajta vagy a részein.

A készülék előkészítése és használata

- Fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba az átlátszó tartályt, amíg az már nem a zárt biztonsági helyzetben áll. Vegye le a tartályt (1. ábra);
- Töltse fel a tartályt nem több, mint 20 ml PiC steril sóoldattal vagy az Ön orvosa által felírt egyéb szerrel (2. ábra);
- Ha a felnőtt verzió helyett gyermekgyógyászati verziót (vagy fordítva) szeretné használni, egyszerűen távolítsa el a 2 az 1-ben kúpot, fordítsa meg és csatlakoztassa vissza az orrmosó testhez. (3. ábra)
- Zárja vissza az átlátszó tartályt úgy hogy helyezze rá az orrmosó testre és forgassa az óra járásával megegyező irányba, amíg úgy érzi, hogy bepattan a helyére;
- A csatlakozó cső egyik végét csatlakoztassa a kompresszor levegő kivezetéséhez, a másik végét pedig az orrmosó fúvókájához. (4. ábra);
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz;
- Ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen van behelyezve és csatlakoztatva egymáshoz;
- Indítsa el a készüléket úgy, hogy az inhalátor bekapcsolóját ON állásba állítja;
- Helyezze az orrmosót az orrüregbe. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot és csinálja végig a terápiát, ahogy szokta. Ajánlatos a kezelés során a szabad orrlyukat egy ujjal befogni. Az orrmosás akkor szakad meg, ha elengedi a bekapcsoló gombot. Hogy folytassa a kezelést, nyomja meg a bekapcsoló gombot és folyamatosan tartsa nyomva ismét.

A tartályba töltött PIC sóoldatot egyenlően ossza szét a két orrlyuk között. A kezelés alatt győződjön meg róla, hogy megfelelően tud lélegezni. Szakítsa meg a kezelést és fújja ki az orrát, ha szükséges. A kezelés végére, a tartályban sóoldat és váladék elegye fog össze összegyűlni, mely teljesen normális és semmilyen hatása nincs a kezelés eredményességére. Amint a kezelést befejezte, kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg/fertőtlenítse az alábbiak szerint.

Tisztítás és fertőtlenítés

A PiC RinoShower orrmosót ki kell üríteni és ki kell tisztítani minden használat után, hogy ne képződjenek lerakódások a készüléken, amelyek ronthatják a készülék megfelelő működését.

Szedje szét az orrmosó tartozékait. Öblítse le az orrmosó testet, kúpot és a tartályt alaposan langyos vízzel kívül és belül. Fertőtlenítse a tartozékokat denaturált alkohollal, ha szükséges, majd öblítse le vízzel. Hagyja a tartozékokat megszáradni.

Hulladékgyűjtőbe helyezés a hatályos előírásoknak megfelelően.

Műszaki adatok

Maximális áramlás: 17 l/perc

Maximális működés közbeni áramlás: 10 l/perc

Maximális működés közbeni nyomás: 0,7 bar

Minimális áramlás: 13 l/perc

Minimális működés közbeni áramlás: 8 l/perc

Minimális működés közbeni nyomás: 0,3 bar

REV. 00/2014

CE0470 orvostechnikai eszköz az alábbi irányelvvel összhangban

MDD 93/42 / CEE + 2007/47 / CE

Garancia jegy

Forgalmazó neve és címe: AIM-Medical Kft. 1157. Budapest, Nyírpalota u. 15.

Az importáló neve és címe (külföldről származó termék esetében): AIM-Medical Kft. 1157. Budapest, Nyírpalota u. 15.

Gyártó neve és címe: Artsana S.p.A, Via Saldarini Catelli,1 22070 Grandante(CO) Italy

Termék megnevezése: PiC RinoShower

Termék típusa: Aeroszolos orrmosó készülék

Vásárlás helye: _____

Vásárlás időpontja: _____

PH.

Garanciális feltételek:

A PiC RinoShower orrmosóra 2 éves cseregaranciát vállal az AIM-Medical Kft.

A PiC RinoShower orrmosó garanciája kiterjed az anyagokra, valamint a gyártás során felmerülő gyártási hibákra. A garancia 2 évre szól. A hibás alkatrészeket csak abban az esetben cseréljük ki ingyenesen, ha a készüléket nem manipulálták és a felhasználó pontosan követte a használati utasításban foglaltakat. A készülék illetéktelen személyek általi manipulálása/javítása a garancia azonnali elvesztését vonja maga után.

Reklamáció esetén az áru visszaküldésére csak előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben a reklamáció jogos, a készülék cseréjét vállalja az AIM-Medical Kft.

A garancia érvényesítésének helye:

AIM-Medical Kft., 1158. Budapest, Rákospalotai határút 2. 10.00-16.00h-ig

Telefon: +36 1 4146 491, Fax: +36 1 4146 492, info@aim-medical.hu

A hibás készülék visszaküldésekor kérjük, mellékelje a garanciajegyet, a számlát vagy a vásárlást igazoló blokkot, illetve címet, nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben visszaküldés után kiderül, hogy a hiba nem garanciális eredetű, a készüléket személyesen lehet átvenni a megadott címen, illetve postai visszaküldés igénylése esetén a visszaküldés költsége a vevőt terheli. Utánvétellel történő és portós visszaküldést nem fogadunk el.